



Ordamed
Russia

Лабораторное оборудование



Ordamed
Russia



Рустэм МАМИН

Руководитель направления «Лабораторное оборудование»

+7 (905) 787-30-03
rustem.mamin@ordamed.ru
+7 (499) 270-70-72

Россия, 115230, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4,
БЦ «Технопарк-Навигатор»

CareSens N

- Глюкометры CareSens N (Корея)
- Тест-полоски CareSens N (Корея)

Глюкометр - прибор для определения уровня глюкозы в крови




Краткая инструкция по применению



1

Вставьте тест-полоску



2

Нанесите каплю крови на край тест-полоски




3

Результат готов через 5 секунд

Структура
рынка тест-
полосок
в разрезе
ведущих
производи-
телей

В 2022 г. продажи тест-полосок
на сумму **70 998 757 USD ≈**
5 484 040 000 руб.



ROCHE DIABETES CARE GMBH (Германия)	\$47 796 272
PHC CORPORATION (Япония)	\$16 122 759
OK BIOTECH CO (Тайвань)	\$3 282 897
DIAMEDICAL LTD (Тайвань)	\$1 532 000
LEISON BIOTECH CO (Тайвань)	\$821 566
ARKRAY (Россия)	\$609 616
SD BIOSENSOR INC (Корея)	\$289 440
MICROTECH MEDICAL (HANGZHOU) CO. (Китай)	\$144 533
TAIDOC TECHNOLOGY CORPORATION (Тайвань)	\$105 600
ACON BIOTECH (HANGZHOU) CO. (Китай)	\$95 869
BIONIME CORPORATION (Тайвань)	\$90 280
I-SENS, INC (Корея)	\$48 948
ALL MEDIC US CO. (Корея)	\$40 148
ABBOTT DIABETES CARE LIMITED (Великобритания)	\$18 793

Глюкометры и тест- полоски CareSens N

Свидетельство о регистрации:

- Свидетельство о регистрации № ФСЗ 2010/06479 от 02.03.2017 г. (глюкометры CareSens N);
- Свидетельство о регистрации № ФСЗ 2010/06477 от 02.03.2017 г. (тест-полоски CareSens N);
- Свидетельство о регистрации № ФСЗ 2010/07024 от 03.03.2017 г. (Ланцеты GENTLET для глюкометра CareSens N).



Глюкометр CareSens N

Метод измерения	Электрохимический
Кодирование	Не требуется
Калибровка результата	По плазме
Объём крови на одно измерение	0.5 мкл
Объём памяти	250 измерений
Время теста	5 с
Единица измерения глюкозы	ммоль/л или мг/дл
Вычисление среднего результата	Наличие
Электроснабжение прибора	Независимое электроснабжение, батареи (2,0 шт.) в комплекте
Дополнительные функции	Будильник, пометка о приеме пищи, автоматическое отключение
Возможность анализа с использованием крови из альтернативных мест	Возможно проведение анализа с использованием крови из альтернативных мест (из бедра, из предплечья, из подушечки ладони)
Срок ГАРАНТИИ	12 месяцев



Тип оборудования	Глюкометр для определения уровня глюкозы в крови
Наименование модели	CareSens N
Страна производства	Республика Корея
Производитель	i-SENS Inc.

Глюкометр CareSens N

Передача данных

Приложение: SmartLog® Diabetes Management Service (ПО не имеет РУ)

SmartLog® Mobile



SmartLog® PC



Требуется соединительный кабель (доп. опция)



Глюкометр CareSens N

Комплект поставки

- Глюкометр CareSens N;
- Батарея (2 шт.) ;
- Тест полоски CareSens N (10 шт.);
- Прокалывающее устройство;
- Ланцеты (10 шт.);
- Контрольный раствор;
- Поверочная тест полоска (1 шт);
- Чехол;
- Документация пользователя
(Дневник проведенных измерений);
- Инструкция по использованию.



Тест-полоски CareSens

- Тест-полоски CareSens N позволяют контролировать уровень глюкозы в крови.
- Тест-полоски CareSens N применяются совместно с глюкометром CareSens N.

Количество тест-полосок в упаковке.	50 шт.
Объём крови на одно измерение	0.5 мкл
Отбор необходимого для измерения количества крови.	Автоматический. Капиллярный метод
Время получения результата	5 сек
Срок годности	18 месяцев
Длительность хранения открытой упаковки	18 месяцев



Спасибо за внимание!

info@ordamed.ru

ordamed.ru



Рустэм МАМИН

Руководитель направления «Лабораторное оборудование»

+7 (905) 787-30-03
rustem.mamin@ordamed.ru
+7 (499) 270-70-72

Россия, 115230, г. Москва,
Варшавское шоссе, д. 47, корп. 4,
БЦ «Технопарк-Навигатор»